

FICHE PRODUIT

Chlorhexidine 0,2% - bidon de 2L

Référence : SOC-7530

Description du produit

Chlorhexidine 0,2% - bidon de 2L

Ce **bidon de 2 litres de chlorhexidine de digluconate** est un format idéal pour les professionnels de santé qui ont une **forte consommation** et qui souhaitent recharger des distributeurs, pissettes à col de cygne et autres contenants.

Une action efficace

Sans alcool, cette **solution incolore** permet de nettoyer et désinfecter les plaies, éraflures et rougeurs. C'est un désinfectant à large spectre et à effet rapide, à usage externe.

Conditionnement

Bidon de chlorhexidine 0,2% de 2L vendu à l'unité, économique pour un usage intensif en collectivité ou établissement de santé. Produit biocide : respectez les précautions d'emploi.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfectants-pour-la-peau/18695-chlorhexidine-0-2-bidon-2l.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com