

FICHE PRODUIT

Diffuseur désinfectant auto- percutant One Shot (50 ml)

Référence : SOC-7535

Description du produit

Diffuseur désinfectant auto-percutant One Shot 50 ml

Cet **aérosol auto-percutant** contient un actif bactéricide, fongicide et virucide permettant d'**éliminer les micro-organismes, y compris sur les surfaces difficiles d'accès.**

Simple et efficace

Très simple à utiliser : son contenu se vide entièrement après simple percussion et permet de **traiter un volume jusqu'à 50 m3 en une seule fois** (chambres de malades, salles d'attente, ambulances).

Des formules homologuées

Formule **bactéricide (EN 1276, EN 1275), fongicide (EN 1650, EN 13697) et virucide (EN 14476)**. Mode d'emploi : enclencher le diffuseur, quitter la pièce et laisser agir une nuit si possible. Produit biocide : respectez les précautions d'emploi.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-par-voie-aerienne/18696-diffuseur-desinfectant-auto-percutant-one-shot-50ml.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com