

FICHE PRODUIT

Diffuseur désinfectant auto-percutant One Shot (150 ml)

Référence : SOC-7900

Description du produit

Diffuseur désinfectant auto-percutant One Shot 150 ml

Ce **diffuseur aérosol à usage unique** contient un produit bactéricide, virucide et fongicide conforme aux normes **EN 1276**, **EN 1650** et **EN 14476**. Très simple à utiliser, il fonctionne par auto-percussion.

Un grand volume traité

Avec sa capacité de 150 ml, il permet de **traiter et d'assainir un volume jusqu'à 150 m³**, y compris les surfaces difficiles d'accès. Il convient parfaitement aux chambres de malades, maisons de retraite et salles d'attente.

Mode d'emploi

Enclencher le diffuseur, quitter la pièce et laisser agir une nuit si possible. Pour traiter des volumes plus petits (jusqu'à 50 m³), il existe aussi en bombe de 50 ml. Produit biocide : respectez les précautions d'emploi.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-par-voie-aerienne/18697-diffuseur-desinfectant-auto-percutant-one-shot-150ml.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com