

FICHE PRODUIT

Aseptanios AD

Référence : SOC-9857

Description du produit

Aseptanios AD - désinfection journalière par voie aérienne

Combiné à un diffuseur d'aérosol Anios tel que l'**Aerosept 250** ou **Aerosept 500**, l'**Aseptanios AD** est idéal pour la **désinfection par voie aérienne des surfaces et du matériel médical** préalablement nettoyés.

Une formule propre

Ce produit prêt à l'emploi **ne contient aucun aldéhyde ni métaux lourds**. Après séchage, il **ne laisse aucune trace ni aucun film gras** après le cycle de désinfection, préservant les surfaces traitées.

Conditionnement

L'Aseptanios AD est disponible en **bidon de 5 litres**, à utiliser avec les diffuseurs Anios Aerosept 250 et Aerosept 500. Produit biocide (Groupe 1 - TP2) : respectez les précautions d'emploi.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-par-voie-aerienne/18700-aseptanios-ad.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com