

FICHE PRODUIT

Diffuseur d'aérosol Aérosept Ultra 150 Anios

Référence : SOC-10471

Description du produit

Diffuseur d'aérosol Aérosept Ultra 150 Anios

La désinfection par voie aérienne assure un **spectre antimicrobien complet**. L'**Aérosept Ultra 150 d'Anios** est un atomiseur autonome et entièrement automatique destiné à la désinfection des surfaces préalablement nettoyées.

Une technologie ultrasonique brevetée

L'appareil bénéficie d'un **atomiseur ultrasonique (technique brevetée)** et d'une nouvelle technologie **sans compresseur d'air**. Simple d'utilisation et d'entretien, il permet de traiter des salles jusqu'à 150 m³.

Une diffusion homogène

Il diffuse une solution qui **se répartit de manière homogène** sur l'ensemble des surfaces à traiter grâce à une buse ultrasonique. Deux modes de fonctionnement sont disponibles : manuel et automatique, pour s'adapter à chaque protocole.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/desinfection-par-voie-aerienne/18701-diffuseur-aerosol-aerosept-ultra-150-anios.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com