

FICHE PRODUIT

Lingettes nettoyantes désinfectantes multi-surfaces Sleepy

Référence : SOC-13632

Description du produit

Lingettes nettoyantes désinfectantes multi-surfaces Sleepy

Les **lingettes désinfectantes Sleepy** sont conçues pour assurer une **désinfection rapide et efficace des surfaces**, qu'elles soient en contact ou non avec des denrées alimentaires.

Une action complète

Dotées d'une **action bactéricide, levuricide et virucide**, elles permettent d'**éliminer 99,9% des germes**, garantissant un environnement propre et sain.

Pratiques et hygiéniques

Prêtes à l'emploi et à **usage unique**, ces lingettes assurent une utilisation simple, rapide et hygiénique, sans nécessité de rinçage (hors surfaces alimentaires).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lingettes-et-tampons-alcoolises/18702-lingettes-desinfectantes-multi-surfaces-sleepy.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com