

FICHE PRODUIT

Lingettes nettoyantes désinfectantes Distrimed (boîte de 100)

Référence : SOC-13575

Description du produit

Lingettes nettoyantes désinfectantes Distrimed

Les **lingettes désinfectantes Distrimed** permettent de **désinfecter rapidement les mains, objets et surfaces**. Grâce à leur formule contenant plus de 70% d'alcool, elles éliminent 99,9% des bactéries et agissent efficacement en seulement 30 secondes.

Une action antimicrobienne complète

Ces lingettes possèdent une **action bactéricide, levuricide, virucide et fongicide**, assurant une désinfection fiable dans de nombreux environnements nécessitant un haut niveau d'hygiène.

Pour les milieux professionnels

Les lingettes sont particulièrement **adaptées aux milieux professionnels et collectifs**.
Conditionnement : boîte de 100 lingettes désinfectantes.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lingettes-et-tampons-alcoolises/18703-lingettes-desinfectantes-distrimed-boite-100.html>



Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com