

**FICHE PRODUIT**

## Lingettes épaisses nettoyantes désinfectantes Aseptonet

Référence : SOC-12357

### Description du produit

#### Lingettes épaisses nettoyantes désinfectantes Aseptonet

Les **lingettes Aseptonet** sont spécialement conçues pour le **nettoyage et la désinfection des surfaces dures non poreuses** en milieu médical, dans les collectivités et dans les lieux accueillant du public.

#### Un large champ d'application

Elles sont idéales pour désinfecter des zones comme les **poignées de portes, tables, chaises et toilettes**. En milieu médical, elles conviennent également aux **dispositifs médicaux non critiques** (lits médicalisés, matériel de monitoring, connectiques).

#### Sans alcool

**Sans alcool**, ces lingettes épaisses sont douces pour les surfaces tout en offrant une désinfection efficace, adaptées à un usage régulier et intensif.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/lingettes-et-tampons-alcoolises/18704-lingettes-epaisses-desinfectantes-aseptonet-steridis.html>



## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)