

FICHE PRODUIT

Lingettes détergentes désinfectantes Exeol Optimal Wipes

Référence : SOC-11933

Description du produit

Lingettes détergentes désinfectantes Exeol Optimal Wipes

Les **Exeol Optimal Wipes** remplacent la gamme de lingettes Septalkan d'Alkapharm. Ces lingettes sont imprégnées d'une solution spéciale conçue pour le **nettoyage et la désinfection**.

Pour surfaces et dispositifs médicaux

Elles sont idéales pour une utilisation sur **diverses surfaces et dispositifs médicaux non immergés**, invasifs ou non invasifs, en une seule étape pratique.

Une formulation respectueuse

Caractérisées par leur praticité et leur prêt-à-l'emploi, elles sont formulées pour être **respectueuses de l'utilisateur et de l'environnement** : sans parfum, sans allergène, sans alcool et à pH neutre.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lingettes-et-tampons-alcoolises/18705-lingettes-detergentes-desinfectantes-exeol-optimal-wipes.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com