


FICHE PRODUIT



Tampon alcool 70° - 6 x 3 cm (boîte de 100)

Référence : SOC-12818

Description du produit

Tampon alcool 70 degrés Euromedis - 6 x 3 cm

Les **tampons alcool 70 degrés Euromedis** sont spécialement conçus pour la **désinfection locale de la peau**. Imprégnés d'alcool isopropylique à 70 degrés, ils assurent une antiseptie efficace avant une injection ou tout autre soin.

Prêts à l'emploi

Ces tampons en **papier crêpé** offrent une solution hygiénique et rapide pour un usage médical ou domestique. Leur **format individuel** garantit une utilisation pratique et sécurisée.

Conditionnement

Destinés à un usage externe uniquement, ils sont un indispensable des trousse de soins. Dimensions : 60 x 30 mm. Conditionnement : boîte de 100 tampons.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lingettes-et-tampons-alcoolises/18707-tampon-alcool-70-degres-euromedis-boite-100.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com