

FICHE PRODUIT



Tampons alcoolisés - 6 x 3 cm (boîte de 100)

Référence : SOC-12413

Description du produit

Tampons alcoolisés Medistock - 6 x 3 cm

Découvrez la **boîte de 100 tampons alcoolisés**, indispensable pour la **désinfection rapide et efficace de la peau** avant les injections, prélèvements ou tout autre acte médical nécessitant une asepsie parfaite.

Une asepsie fiable

Ces tampons, imbibés d'**alcool isopropylique**, garantissent une élimination des bactéries et des germes, assurant ainsi une sécurité maximale pour le patient et le praticien.

Pratiques et hygiéniques

Conditionnés individuellement, les tampons alcoolisés sont prêts à l'emploi, pratiques et hygiéniques. Leur format compact et leur **usage unique réduisent le risque de contamination croisée**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lingettes-et-tampons-alcoolises/18708-tampons-alcoolises-medistock-boite-100.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com