

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Portoirs pvc, pour tubes Dia: 13 mm, 2 x 6 12 trous

Référence : SOC-SH1214

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Portoirs PVC, pour tubes Ø : 13 mm, 2 x 6 = 12 trous;

- Superposables, chargés avec micro-tubes pour stockage au réfrigérateur.
- 1 seul modèle pour tous types de microtubes: 0,65 - 1,5 - 2ml à cape attenante ou à vis (MICREWTube).
- Dimensions (L x l x H): 117 x 52 x 60mm.
- Ø des trous: 13,5mm.
- Condition minimum de vente: 1.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/portoirs-pvc/1871-portoirs-pvc-pour-tubes-a-13mm-2-x-6-12-trous.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com