

FICHE PRODUIT

Recharge de lingettes pour boîte Aseptonet (sachet de 100)

Référence : SOC-12422

Description du produit

Recharge de lingettes pour boîte Aseptonet (sachet de 100)

Ces **lingettes Aseptonet à usage unique**, imprégnées d'une lotion nettoyante sans alcool, possèdent des **propriétés bactéricides, virucides et levuricides**.

Surfaces et dispositifs médicaux

Elles sont spécialement conçues pour nettoyer et désinfecter les **surfaces dures non poreuses en milieu médical** (poignées, tables, chaises), ainsi que les surfaces des **dispositifs médicaux non critiques** (lits médicalisés, monitoring, connectiques).

Contre la contamination croisée

Une utilisation régulière de ces lingettes contribue à **diminuer les risques de contamination croisée** dans les environnements médicaux. Recharge pratique en sachet de 100.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lingettes-et-tampons-alcoolises/18710-recharge-lingettes-aseptonet-steridis-sachet-100.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com