

FICHE PRODUIT

Lingettes nettoyantes et désinfectantes sans alcool Aseptonet

Référence : SOC-12201

Description du produit

Lingettes nettoyantes et désinfectantes sans alcool Aseptonet

Ces **lingettes à usage unique**, imprégnées d'une lotion nettoyante **sans alcool à action bactéricide, virucide et levuricide**, sont conçues pour nettoyer et désinfecter les surfaces dures non poreuses en milieu médical (poignées, tables, chaises).

Aussi pour les dispositifs médicaux

Elles conviennent également aux **surfaces dures non poreuses des dispositifs médicaux non critiques** (lits médicalisés, monitoring, connectiques), en une seule opération.

Contre la contamination croisée

Une utilisation régulière de ces lingettes aide à **réduire les risques de contamination croisée** dans les environnements médicaux tels que les hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux et dentaires.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lingettes-et-tampons-alcoolises/18712-lingettes-desinfectantes-sans-alcool-aseptonet.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com