

FICHE PRODUIT

Sachet recharge 90 lingettes désinfectantes Incidin Alcohol Wipe

Référence : SOC-13531

Description du produit

Sachet recharge 90 lingettes désinfectantes Incidin Alcohol Wipe

Les **lingettes Incidin Alcohol Wipe** viennent remplacer les Anios Quick Wipes pour une désinfection toujours efficace. Le sachet recharge permet de **réapprovisionner facilement votre boîte distributrice**.

Une désinfection rapide

Spécialement formulées pour les environnements de soins, ces lingettes imprégnées d'alcool assurent une **action immédiate, avec un séchage rapide et sans laisser de traces** sur les surfaces et dispositifs médicaux.

Une formule neutre

Leur formule **sans parfum ni colorant** garantit une utilisation sans résidu actif, adaptée aux équipements sensibles. Recharge pratique de 90 lingettes.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lingettes-et-tampons-alcoolises/18714-sachet-recharge-90-lingettes-incidin-alcohol-wipe.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com