

FICHE PRODUIT

Lingettes Incidin Alcohol Wipe en sachet refermable

Référence : SOC-13168

Description du produit

Lingettes Incidin Alcohol Wipe en sachet refermable

Les **lingettes Incidin Alcohol Wipe** viennent remplacer les Anios QuickWipes pour une désinfection toujours efficace. Le **sachet refermable** assure une conservation optimale des lingettes entre deux utilisations.

Pour le milieu hospitalier

Elles sont formulées pour la **désinfection rapide et sans résidus des surfaces et dispositifs médicaux** en milieu hospitalier. Leur formule sans parfum ni colorant assure un séchage rapide et une utilisation immédiate, sans traces sur les équipements sensibles.

Un large spectre

Le **large spectre d'efficacité antimicrobienne, incluant les norovirus**, fait de ces lingettes un choix de référence pour l'hygiène hospitalière.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lingettes-et-tampons-alcoolises/18717-lingettes-incidin-alcohol-wipe-sachet-refermable.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com