

FICHE PRODUIT

Serviettes imprégnées au citron naturel

Référence : SOC-3999

Description du produit

Serviettes imprégnées au citron naturel

Un grand classique ! Ces **serviettes imprégnées au citron** sont idéales pour **se rafraîchir les mains et se rincer les doigts**, à table ou en déplacement.

Un format nomade

Emballées en **sachets individuels de taille pocket** (dimensions pliées 6 x 8 cm, dépliées 13 x 17 cm), elles s'emportent partout pour être toujours disponibles en cas de besoin.

Conditionnement

Conditionnement par **sachet de 100 serviettes** imprégnées au citron naturel, pratique pour la restauration, les collectivités et l'usage quotidien.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lingettes-et-tampons-alcoolises/18718-serviettes-impregnees-citron-naturel-ront.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com