

FICHE PRODUIT

Boîte de 48 lingettes individuelles imprégnées Ront

Référence : SOC-11799

Description du produit

Boîte de 48 lingettes individuelles imprégnées Ront

Boîte composée d'un **panaché de 48 serviettes Ront**, imprégnées et emballées individuellement, pour disposer de la lingette adaptée à chaque situation.

Un assortiment complet

Le contenu comprend : **12 lingettes d'alcool isopropylique (70%)** pour la désinfection, **12 lingettes de chlorhexidine** en antiseptique sans alcool, **12 lingettes de calendula** apaisantes et **12 lingettes de lotion asséchante**.

Pratique et polyvalent

Ce panaché de 48 lingettes individuelles est idéal pour la trousse de secours, l'armoire à pharmacie ou les déplacements, couvrant désinfection, antiseptie et soin de la peau.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lingettes-et-tampons-alcoolises/18719-boite-48-lingettes-individuelles-impregnees-ront.html>



Photos du produit


SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com