

FICHE PRODUIT

Serviettes nettoyant optique

Référence : SOC-3998

Description du produit

Serviettes nettoyant optique

Ces lingettes imprégnées permettent de **nettoyer efficacement les verres minéraux et les verres organiques**. Elles **ne laissent aucune trace** même sur les surfaces traitées anti-reflets.

Un usage polyvalent

Elles sont bien adaptées pour une utilisation sur des **lunettes, objectifs photo, lentilles de microscopes**. Elles ne conviennent pas pour les masques de plongée et les lunettes de piscine. Formule **anti-buée**.

Pratiques et nomades

Ces serviettes sont **emballées en sachets individuels de taille pocket** et se glissent facilement dans une poche ou une sacoche. Dimensions pliées 6 x 8 cm, dépliées 13 x 17 cm.
Conditionnement : sachet de 100 lingettes.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lingettes-et-tampons-alcoolises/18721-serviettes-nettoyant-optique.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com