

FICHE PRODUIT

Sacs poubelles haute densité 5, 10 ou 20 litres

Référence : SOC-8006

Description du produit

Sacs poubelle haute densité

Le **sac poubelle en polyéthylène haute densité** offre une bonne résistance pour un encombrement réduit. Son **micronnage de 10-11 microns** et son coloris blanc en font un sac discret, parfaitement adapté aux petits volumes du quotidien.

Plusieurs litrages

Ces sacs sont proposés en plusieurs litrages pour s'adapter à chaque corbeille : **5 litres (32,5 x 35 cm)**, **10 litres (40 x 43 cm)** et **20 litres (45 x 50 cm)**, idéals pour les cabinets médicaux, bureaux et salles de soins.

Conditionnement

Conditionnement pratique en **rouleau de 50 sacs poubelle**, pour un réapprovisionnement aisé du poste de travail.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sacs-dechets-medicaux/18724-sacs-poubelles-haute-densite-5-10-ou-20-litres.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Tailles - 5 litres	SOC-111001	
Tailles - 20 litres	SOC-111003	
Tailles - 10 litres	SOC-111002	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com