

FICHE PRODUIT

Sacs poubelles avec lien coulissant 30 ou 50 litres

Référence : SOC-8007

Description du produit

Sacs poubelle avec lien coulissant

Le **sac poubelle en polyéthylène avec lien coulissant** facilite la fermeture et l'ouverture du sac, pour une manipulation propre et sécurisée. Son coloris **argent / noir** convient à un usage en cabinet, en collectivité ou à domicile.

Deux litrages pratiques

Ces sacs sont disponibles en **30 litres (45 x 50 cm, 23 microns)** et **50 litres (50 x 65 cm, 28 microns)**, deux formats polyvalents pour les corbeilles de taille moyenne.

Conditionnement

Conditionnement en **rouleau de 20 sacs poubelle**, avec lien coulissant intégré pour un usage quotidien pratique.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sacs-dechets-medicaux/18725-sacs-poubelles-avec-lien-coulissant-30-ou-50-litres.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Tailles - 50 litres	SOC-111012	
Tailles - 30 litres	SOC-111011	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com