

FICHE PRODUIT

Sacs poubelle noirs 100 ou 110 litres

Référence : SOC-8008

Description du produit

Sacs poubelle noirs

Le **sac poubelle en polyéthylène de coloris noir** est conçu pour les **grands volumes de déchets**, en collectivité, en établissement de santé ou pour l'entretien des locaux.

Des grands formats

Ces sacs sont disponibles en deux grands litrages : **100 litres (82 x 95 cm, 20 microns)** et **110 litres (70 x 110 cm, 18 microns)**, adaptés aux conteneurs et poubelles de grande capacité.

Conditionnement

Conditionnement en **rouleau de 25 sacs poubelle**, pratique pour un usage régulier et intensif.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sacs-dechets-medicaux/18726-sacs-poubelle-noirs-100-ou-110-litres.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Tailles - 110 litres	SOC-111022	
Tailles - 100 litres	SOC-111021	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com