

FICHE PRODUIT

Sacs poubelles jaunes 110 litres

Référence : SOC-8010

Description du produit

Sacs poubelle jaunes 110 litres

Le **sac poubelle jaune en polyéthylène** d'une contenance de **110 litres** est destiné aux grands volumes de déchets nécessitant un sac de couleur jaune, en collectivité ou en établissement.

Des caractéristiques robustes

Ce sac présente un **micronnage de 28 microns** et des **dimensions de 70 x 110 cm**, offrant une bonne résistance pour un usage intensif et le transport de charges volumineuses.

Conditionnement

Conditionnement en **rouleau de 25 sacs poubelle** de coloris jaune, pour un réapprovisionnement simple et régulier.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sacs-dechets-medicaux/18727-sacs-poubelles-jaunes-110-litres.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
	SOC-982684	
	SOC-982685	
	SOC-982686	
	SOC-982687	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com