

FICHE PRODUIT



Bande adhésive Eurofix - Euromedis

Référence : SOC-7935

Description du produit

Bande adhésive médicale Eurofix - Euromedis

L'**Eurofix** est une bande en **non-tissé multi-extensible et hypoallergénique** qui adhère rapidement à la peau et permet le maintien de pansements, compresses et autres dispositifs.

Résistante et respirante

Hautement résistante, la bande adhésive Eurofix doit être **coupée avec des ciseaux**. Elle est **perméable à l'air pour laisser respirer la peau** sans gêner la transpiration, ce qui la rend peu susceptible de causer la macération des tissus.

Tailles disponibles

Elle se décline en plusieurs largeurs sur une longueur de 10 m : **10 m x 5 cm, 10 m x 10 cm, 10 m x 15 cm et 10 m x 20 cm**. Bande adhésive Eurofix vendue à l'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/18728-bande-adhesive-eurofix-euromedis.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 10 m x 5 cm	SOC-014161	
Dimensions - 10 m x 10 cm	SOC-014162	
Dimensions - 10 m x 15 cm	SOC-014163	
Dimensions - 10 m x 20 cm	SOC-014164	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com