

FICHE PRODUIT

Bandes adhésives Adheban Plus

Référence : SOC-6442

Description du produit

Bandes adhésives Adheban Plus de 3M

Des **bandes adhésives élastiques hypoallergéniques** destinées à de la **contention souple**. La pose est facile, y compris sur les zones mobiles, et l'élasticité permet un bon dosage de la bande.

Respirantes et confortables

Ces bandes adhésives sont **perméables à l'air pour laisser respirer la peau**, pour un port plus confortable.

Indications

En **traumatologie** : prévention et traitement des accidents relevant d'une contention souple (entorses, déchirures musculaires, tendinites), réalisation d'un strapping. En **phlébologie** : traitement des ulcères variqueux et troubles trophiques liés à l'insuffisance veineuse. En **pansements** : tout type de pansement, notamment lorsqu'un effet compressif est recherché.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/18731-bandes-adhesives-adheban-plus.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 3 cm x 2.5 m	SOC-011301	
Dimensions - 6 cm x 2.5 m	SOC-011302	
Dimensions - 8 cm x 2.5 m	SOC-011303	
Dimensions - 10 cm x 2.5 m	SOC-011304	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com