

FICHE PRODUIT

Sparadrap adhésif extensible en non tissé Mefix

Référence : SOC-13014

Description du produit

Mefix - fixation pour pansements, compresses, cathéters et tubulures

Le **Mefix** est une solution de fixation médicale polyvalente conçue pour maintenir efficacement les **pansements, compresses, cathéters et tubulures**. Son adhésif à base d'eau sans solvant offre une adhérence solide tout en étant doux pour la peau.

Pré-mesuré et facile à découper

Ce dispositif est **pré-mesuré en sections de 10 cm**, avec un papier de protection perforé facilitant la découpe et l'application. Vous l'adaptez à la longueur souhaitée simplement, pour un usage quotidien en cabinet ou à l'hôpital.

Souple et respirant

Son matériau souple s'adapte parfaitement aux lignes du corps pour une liberté de mouvement optimale. **Perméable à l'air et à l'eau**, il évite la macération et assure un port prolongé dans de bonnes conditions d'hygiène.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/18735-sparadrap-extensible-non-tisse-mefix-molnlycke.html>


Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 5 cm x 5 m	SOC-121132	
Dimensions - 10 cm x 5 m	SOC-121131	
Dimensions - 15 cm x 5 m	SOC-121133	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com