

FICHE PRODUIT

Bande de taping extensible et adhésive 5 cm x 5 m - Couleurs unies

Référence : SOC-13267

Description du produit

Bande de kinésiologie - taping musculaire haute qualité

La **bande de kinésiologie**, également appelée taping, est conçue pour offrir un **soutien et une compression forte** adaptés à toutes les parties du corps. Elle est idéale pour le traitement des symptômes musculaires, la stimulation de la circulation sanguine et le soulagement en cas de déviation des faisceaux nerveux ou lymphatiques.

Souplesse et confort

Fabriquée en **coton souple et flexible**, cette bande présente une **élasticité jusqu'à 160%**, offrant un confort maximal et une grande liberté de mouvement. Facile à déchirer, elle s'applique sans effort et épouse les courbes du corps.

Adhérence longue durée

Résistante à l'eau et à la sueur, son adhésif assure une efficacité pouvant **durer jusqu'à 7 jours**. Épaisseur de 0,48 mm. Dimensions : 5 cm x 5 m, en couleurs unies.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/18736-bande-de-taping-kinesiologie-gima-couleurs-unies.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - Noir	SOC-202132	
Dimensions - Bleu	SOC-202133	
Dimensions - Rouge	SOC-202134	
Dimensions - Vert	SOC-202135	
Dimensions - Rose	SOC-202136	
Dimensions - Chair	SOC-202137	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com