

FICHE PRODUIT

Bande adhésive élastique Leukotape K - 5m x 5cm

Référence : SOC-9004

Description du produit

Bande adhésive Leukotape K - 5 m x 5 cm

La **bande adhésive Leukotape K** est un tape thérapeutique moderne spécialement conçu pour la **technique neuro-proprioceptive (T.N.P.)**. Il soulage les douleurs musculaires, améliore la mobilité et favorise le drainage lymphatique.

Tolérance et conformabilité

Sa composition **sans latex** garantit une excellente tolérance cutanée. Grâce à son **support en coton extensible** et à son **enduction adhésive en stries ondulées**, cette bande est hautement conformable et épouse parfaitement les zones anatomiques.

Application Kenzo Kase

Dotée d'un papier protecteur pratique, elle s'applique facilement selon les méthodes développées par **Kenzo Kase**, pionnier du kinesio taping, pour des applications musculaires, ligamentaires, aponévrotiques ou combinées. Dimensions : 5 m x 5 cm. Coloris : rouge, bleu, chair, noir, bleu ciel, rose.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/sparadraps-et-bandes-adhesives-medicales/18738-bande-leukotape-k-tensosport-5m-5cm.html>






Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - Bleu	SOC-864782	
Dimensions - Bleu ciel	SOC-864801	
Dimensions - Chair	SOC-092562	
Dimensions - Noir	SOC-864791	
Dimensions - Rose	SOC-864811	
Dimensions - Rouge	SOC-864772	

Photos du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com