

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Bouchon pour tube à essai de Dia ext: 17 - 18 mm

Référence : SOC-COT18

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Bouchon pour tube à essai de Ø ext: 17 -18 mm;

- Capuchons en aluminium anodisé, stérilisables, pour tubes de culture;
- Système à griffes intérieures favorisant les échanges gazeux;
- Condition minimum de vente: boîte de 10 pièces.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cap-o-test/1874-cap-o-test-tube-de-o-ext-17-18mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com