

FICHE PRODUIT

Bande de fixation extensible et cohésive Elastomull Haft

Référence : SOC-11866

Description du produit

Bande de fixation cohésive Elastomull Haft

La **bande de contention Elastomull Haft** tissée offre une **forte extensibilité**. Elle est idéale pour maintenir les pansements, les équipements d'immobilisation comme les attelles, ou les dispositifs médicaux tels que les cathéters et les canules. Sa texture élastique convient parfaitement aux articulations.

Pratique et cohésive

Simple d'utilisation, la bande Elastomull Haft **ne colle ni à la peau, ni aux cheveux, ni aux vêtements**. Elle est perméable à l'air, pour un port confortable.

Sans latex et tailles

La bande **ne contient pas de latex ni de phtalates**, offrant une option sûre et hypoallergénique pour les utilisateurs sensibles. Tailles disponibles : **4, 6, 8, 10 et 12 cm de large (4 m)**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-compressifs-bandes-cohesives-bandes-de-compression/18741-bande-cohesive-elastomull-haft-leukoplast.html>


Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 4 cm x 4 m	SOC-864831	
Dimensions - 6 cm x 4 m	SOC-864833	
Dimensions - 8 cm x 4 m	SOC-864832	
Dimensions - 10 cm x 4 m	SOC-864834	
Dimensions - 12 cm x 4 m	SOC-864835	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com