

FICHE PRODUIT

Bande cohésive Peha-haft Color Hartmann

Référence : SOC-11898

Description du produit

Bande cohésive Hartmann Peha-haft Color

La **bande Peha-haft Color** est une bande de fixation auto-adhérente idéale pour la **fixation et le soutien de pansements, d'attelles, de compresses** ainsi qu'une contention légère du muscle ou des articulations.

Application facile, retrait indolore

Grâce à son **absence d'adhésif et son élasticité**, la bande Peha-haft Color permet une application facile et un retrait indolore sur de nombreuses parties du corps (articulations notamment).

Respirante et sans latex

Sa **structure gaufrée et aérée laisse respirer la peau**. Sans latex et sans colophane, de couleur bleue. Tailles disponibles : **4, 6 et 8 cm de large (4 m)**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-compressifs-bandes-cohesives-bandes-de-compression/18746-bande-cohesive-peha-haft-color-hartmann.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 4 cm x 4 m	SOC-871151	
Dimensions - 6 cm x 4 m	SOC-871152	
Dimensions - 8 cm x 4 m	SOC-871153	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com