

FICHE PRODUIT

Bande de contention cohésive Nexcare Athletic Wrap - Chair

Référence : SOC-12790

Description du produit

Bande de contention cohésive Nexcare Athletic Wrap

La **bande de contention cohésive Nexcare Athletic Wrap** est idéale pour **maintenir, protéger et stabiliser les articulations blessées, les attelles, les compresses et les pansements**. Conçue en matériau fin, léger et respirant, elle offre un excellent confort tout en garantissant un soutien efficace.

Auto-adhérente et repositionnable

Grâce à sa texture auto-adhérente, cette bande ne nécessite aucune attache et **reste en place sans coller à la peau ni aux poils**. Elle peut servir de couche de base pour le taping athlétique, facilitant le retrait des bandes adhésives sans douleur. Entièrement **repositionnable**, elle permet d'ajuster le niveau de maintien.

Pratique et polyvalente

Facile à manipuler, elle se coupe à la taille souhaitée pour un ajustement précis. Parfaite pour prévenir ou traiter entorses et foulures. Dimensions : 5 cm x 2,3 m (7 cm x 3 m étiré), couleur chair.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-compressifs-bandes-cohesives-bandes-de-compression/18748-bande-cohesive-nexcare-athletic-wrap-3m-chair.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com