

FICHE PRODUIT

Bandes de contention cohésives Euromedis

Référence : SOC-12119

Description du produit

Bandes de contention cohésives Euromedis - blanc ou chair

Les **bandes de contention cohésives Euromedis** sont souvent utilisées dans des contextes médicaux, sportifs et de premiers soins. Auto-adhérente, la bande cohésive **adhère à elle-même**, ce qui évite l'utilisation de pinces ou d'adhésifs. Elle est facile à appliquer et s'ajuste sans se déchirer.

Maintien et soutien articulaire

Elles maintiennent en place pansements, attelles et dispositifs médicaux sans ruban adhésif. Appliquées autour des **chevilles, genoux, poignets et coudes**, elles fournissent un soutien supplémentaire et préviennent les blessures.

Action sur l'œdème et formats

La compression aide à **réduire l'œdème et favorise la circulation sanguine**, accélérant la guérison des entorses et contusions. Modèles disponibles : **7 cm x 3 m et 10 cm x 3,5 m, en blanc ou chair**. Vendue à l'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-compressifs-bandes-cohesives-bandes-de-compression/18749-bandes-de-contention-cohesives-euromedis.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 7 cm x 3 m - Blanc	SOC-730941	
Dimensions - 7 cm x 3 m - Chair	SOC-730942	
Dimensions - 10 cm x 3.5 m - Blanc	SOC-730943	
Dimensions - 10 cm x 3.5 m - Chair	SOC-730944	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com