

FICHE PRODUIT

Bandes cohésives Coheban 3M - Chair

Référence : SOC-2380

Description du produit

Bandes cohésives Coheban 3M - chair

Les **bandes cohésives Coheban de 3M** sont des bandes de contention faciles à poser (elles adhèrent uniquement sur elles-mêmes), repositionnables et faciles à retirer (elles n'adhèrent ni à la peau ni aux poils). Leur auto-adhérence et leur **élasticité modulable permettent d'obtenir durablement le niveau de compression désiré**.

Confortables et hydrophobes

Fines et aérées, elles évitent la macération des zones recouvertes. Confortables à porter, elles peuvent rester longtemps en place. **Hydrophobes**, elles ne craignent pas le contact de l'eau : bains et douches sont possibles.

Indications

Contention active en **traumatologie** (œdèmes traumatiques, entorses bénignes, tendinites, lésions musculaires), **phlébologie** (insuffisance veineuse, varices, ulcères, maladie post-thrombotique) et maintien de pansements. Couleur chair. Dimensions : 7 cm x 3 m.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-compressifs-bandes-cohesives-bandes-de-compression/18751-bandes-cohesives-coheban-3m-chair.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 7 cm x 3 m	SOC-011511	
Dimensions - 10 cm x 3.5 m	SOC-011515	

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com