

FICHE PRODUIT

Bandes cohésives Coheban 3M - Bleu

Référence : SOC-12310

Description du produit

Bandes cohésives Coheban 3M - bleu

La **bande de contention cohésive élastique Coheban 3M** est un dispositif médical polyvalent conçu pour offrir un **soutien optimal des membres et une compression efficace de l'œdème**. Idéale pour la traumatologie (entorses, tendinites, claquages) et la phlébologie.

Compression sur-mesure

Grâce à son **élasticité modulable**, elle permet une **compression sur-mesure**, s'adaptant à toutes les parties du corps. Unique par sa capacité à **adhérer sur elle-même sans coller à la peau**, elle élimine le besoin de sparadraps ou d'agrafes.

Confortable et hydrophobe

Confortable, respirante et **anti-dérapante**, elle garantit une tenue sûre. Sa conception **hydrophobe** permet une utilisation sous la douche ou lors de bains. Facile à repositionner. Couleur bleu, taille 7 cm x 3 m.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-compressifs-bandes-cohesives-bandes-de-compression/18752-bandes-cohesives-coheban-3m-bleu.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com