

FICHE PRODUIT

Bandes cohésives COHEBAN 3M - Blanc

Référence : SOC-12309

Description du produit

Bandes cohésives Coheban 3M - blanc

La **bande de contention cohésive élastique Coheban 3M** est un dispositif médical innovant conçu pour le **maintien des membres et la gestion de l'œdème, tout en assurant la fixation des pansements**.

Compression adaptée

Grâce à son **élasticité modulable, elle permet une compression sur-mesure**, particulièrement adaptée en traumatologie articulaire (entorses) ou musculaire (tendinites, claquages), et en phlébologie pour la compression veineuse. Sa cohésivité optimale est maintenue par un emballage en cellophane.

Respirante et hydrophobe

Respirante et **anti-dérapante**, elle adhère sur elle-même sans coller à la peau, sans préparation préalable. Son caractère **hydrophobe** permet bains et douches. Repositionnable et adaptable. Couleur blanc, taille 7 cm x 3 m.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-compressifs-bandes-cohesives-bandes-de-compression/18753-bandes-cohesives-coheban-3m-blanc.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 7 cm x 3 m	SOC-011512	
Dimensions - 10 cm x 3.5 m	SOC-011513	

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com