

FICHE PRODUIT

Bande de contention Tensoplus

Référence : SOC-8123

Description du produit

Bande de contention cohésive Tensoplus

Le **Tensoplus** est une bande élastique tissée avec lisières, conçue pour offrir une **contention et une compression de courte durée** en milieu médical. Grâce à son enduction spécifique, elle devient **autoadhérente par simple pression**, sans adhésif supplémentaire.

Pratique et réutilisable

Facile d'utilisation, la bande Tensoplus est **sécable à la main**, pour un gain de temps lors des soins. Son élasticité et sa cohésion assurent une tenue optimale sans glisser. Très aérée, elle est **repositionnable et réutilisable (lavable à 30°C)**.

Indications et tailles

Contention souple en pathologie articulaire, tendineuse et ligamentaire, compression musculaire en traumatologie, traitement compressif (moyen à fort) en angiophlébologie, fixation de pansements. Couleurs : blanc et chair. Tailles : **8 cm x 3 m et 10 cm x 3 m**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-compressifs-bandes-cohesives-bandes-de-compression/18754-bande-de-contention-tensoplus-essity.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 8 cm x 3 m - Blanc	SOC-070851	
Dimensions - 10 cm x 3 m - Blanc	SOC-070852	
Dimensions - 8 cm x 3 m - Chair	SOC-070853	
Dimensions - 10 cm x 3 m - Chair	SOC-070854	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com