

FICHE PRODUIT

Bande de contention imprégnée Varolast plus Zinc

Référence : SOC-13050

Description du produit

Varolast Plus Zinc Hartmann - bandes de contention à l'oxyde de zinc

Les **bandes de contention imprégnées Varolast Plus Zinc Hartmann** sont des dispositifs médicaux à usage unique, non stériles, **prêtes à l'emploi**, conçues pour le traitement efficace des troubles veineux et lymphatiques.

Imprégnées d'oxyde de zinc

Imprégnées d'oxyde de zinc, de couleur blanche et élastiques en longueur, ces bandes sont destinées aux professionnels de santé, sur peau saine, chez les personnes de plus de 3 ans, en milieu hospitalier ou à domicile.

Compression à long terme

Varolast Plus permet une **thérapie de compression à long terme**, notamment en phase de décongestion : varices (grossesse, traitement complémentaire), insuffisance veineuse chronique avec ou sans ulcère. **Sans latex et sans phtalates**, pour une bonne tolérance. Taille : 10 cm x 7 m.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-compressifs-bandes-cohesives-bandes-de-compression/18756-bande-de-contention-impregnee-varolast-plus-zinc-hartmann.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com