

FICHE PRODUIT

Bande de contention cohésive COBAN 3M

Référence : SOC-8116

Description du produit

Bande de contention cohésive Coban 3M

La **Coban** est une bande de contention cohésive (elle adhère sur elle-même sans coller à la peau ni aux poils), facile à utiliser (sans sparadrap ni agrafe) et **repositionnable**.

Compression modulable

Grâce à son **élasticité modulable**, elle permet de réaliser des compressions adaptées à **chaque patient**, en cas de traumatisme articulaire ou musculaire, ou en phlébologie. Elle sert aussi au maintien de pansements et de dispositifs médicaux.

Confortable et hydrophobe

Respirante et anti-dérapante, elle est confortable à porter. **Hydrophobe**, elle conserve ses qualités au contact de l'eau (bains et douches possibles). Tailles et coloris : 2,5 cm x 4,5 m (chair ou bleu, boîte de 30), 5 cm x 4,5 m (chair, boîte de 36) et autres formats.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-compressifs-bandes-cohesives-bandes-de-compression/18759-bande-de-contention-cohesive-coban-3m.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 2.5 cm x 4.5 m - chair	SOC-070631	
Dimensions - 2.5 cm x 4.5 m - bleu	SOC-070632	
Dimensions - 5 cm x 4.5 m - chair	SOC-070633	
Dimensions - 5 cm x 4.5 m - bleu	SOC-070634	
Dimensions - 7.5 cm x 4.5 m - chair	SOC-070635	
Dimensions - 7.5 cm x 4.5 m - bleu	SOC-070636	
Dimensions - 10 cm x 4.5 m - chair	SOC-070640	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com