

FICHE PRODUIT



Réfrigérateur à température basse, modèle HF196-C25

Référence : SOC-HF196-C25

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Spécification techniques du Réfrigérateur à température basse

- Volume Total : 196 L
- Température (°C): -10~-25
- Largeur : 670 mm
- Profondeur : 1180 mm
- Hauteur : 1135 mm
- Poids : 86 Kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/refrigerateur/1876-refrigerateur-a-temperature-basse-modele-hf196-c25.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com