

FICHE PRODUIT

Pack 36 bandes Co-Plus couleurs assorties - 2m x 5cm

Référence : SOC-8544

Description du produit

Pack 36 bandes adhésives élastiques Co-Plus

Ce pack contient **36 bandes de contention Co-Plus**, utilisées pour réaliser des **contentions légères à moyennes en traumatologie du sport et angiophlébologie**. En non tissé aéré et sans latex, elles assurent aussi un très bon maintien de pansements ou de dispositifs médicaux.

Auto-agrippantes et sûres

La bande Co-Plus est **auto-agrippante et ne colle pas à la peau**. Très facile à poser et repositionnable si la première pose ne convient pas, elle **ne rétrécit pas en largeur** pour éviter tout risque de garrot et ne gêne pas la circulation. Sécable à la main dans les 2 sens.

Contenu du pack

Le pack contient **6 bandes de chaque couleur (rouge, rose, mauve, turquoise, bleu et une sixième teinte)**, sans latex, en dimensions 2 m x 5 cm, pour varier les usages et le repérage.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-compressifs-bandes-cohesives-bandes-de-compression/18762-pack-36-bandes-co-plus-essity-couleurs-assorties.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com