

FICHE PRODUIT

Bandage de compression élastique tissé avec fermoir Mercator

Référence : SOC-13523

Description du produit

Bandage de compression élastique tissé safeLINE avec fermoir

Le **bandage de compression élastique tissé safeLINE de Mercator avec fermoir** est conçu pour assurer un maintien efficace et une **compression adaptée selon les besoins thérapeutiques**. Il convient aux soins nécessitant un soutien fiable et modulable.

Usages multiples selon la pression

Selon la tension appliquée, ce bandage peut être utilisé comme **bandage de soutien, bandage compressif (pathologies veineuses) ou bandage de stabilisation articulaire** dans les traitements liés aux articulations.

Réutilisable et lavable

Non stérile et **réutilisable**, le bandage se lave conformément aux indications de l'emballage, pour une utilisation durable tout en maintenant ses propriétés élastiques. Son fermoir facilite la fixation. Tailles disponibles : **8, 10 et 12 cm de large (4 m)**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-compressifs-bandes-cohesives-bandes-de-compression/18763-bandage-de-compression-tisse-mercator-avec-fermoir.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 8 cm x 4 m	SOC-117191	
Dimensions - 10 cm x 4 m	SOC-117192	
Dimensions - 12 cm x 4 m	SOC-117193	

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com