

FICHE PRODUIT

Coussin compressif hémostatique pour hémorragies ou plaies

Référence : SOC-3816

Description du produit

Coussin compressif hémostatique

Ce **coussin compressif** a été conçu pour **remplacer la compression manuelle effectuée par un sauveteur**. Il est constitué d'une bande élastique retournée à l'extrémité, dans laquelle sont insérés un carré de mousse et un coussinet compressé fixé par un adhésif (ces éléments permettent l'absorption du sang).

Une mise en place simple

Ces éléments sont disposés sur la blessure, puis la **bande élastique est enroulée autour du membre en effectuant une tension**. La bande est ensuite fixée par un système de bandes Velcro.

Un dispositif d'urgence

Le coussin compressif permet d'effectuer une **compression sur une plaie pour stopper une hémorragie**. Il évite plusieurs manipulations et libère le sauveteur pour d'autres interventions, un atout précieux en situation d'urgence.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-compressifs-bandes-cohesives-bandes-de-compression/18764-coussin-compressif-hemostatique-biosynex.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com