

FICHE PRODUIT

Bandes de compression 3M COBAN 2

Référence : SOC-10254

Description du produit

Bandes de compression 3M Coban 2

Le **système de bandes de compression Coban 2** est le **premier système de compression bi-bandes semi-cohésif avec 100% d'allongement**. Il est indiqué dans le traitement de l'ulcère veineux et des œdèmes du membre inférieur.

Deux bandes complémentaires

Il est constitué de deux bandes : une **bande de confort en mousse polyuréthane** à allongement court, placée côté peau, offrant une fixation non-adhésive limitant le glissement ; et une **bande de compression cohésive en non-tissé** à allongement court.

Confortable et durable

Le système COBAN 2 est facile à poser et confortable. Il peut être **porté nuit et jour jusqu'à 7 jours** et permet de conserver une activité au quotidien. Chaque bande peut être découpée à volonté. Dimensions : 10 cm x 2,7 m (ou 10 x 4,7 m étirée).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-compressifs-bandes-cohesives-bandes-de-compression/18766-bandes-de-compression-3m-coban-2.html>



Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com