

FICHE PRODUIT

Bande de gaze extensible

Référence : SOC-12840

Description du produit

Bande de gaze extensible Euromedis - 100% polyester

La **bande de gaze extensible** est un dispositif médical non stérile, conçu pour un usage unique. Fabriquée en **100% polyester**, elle offre une grande élasticité et peut être étirée jusqu'à trois mètres.

Idéale sur les zones mobiles

Elle est idéale pour la **fixation et la protection des pansements**, en particulier sur les zones du corps les plus mobiles. Grâce à sa souplesse, elle s'adapte parfaitement aux mouvements et assure un **maintien optimal sans comprimer**.

Pratique et tailles

Facile à positionner et à découper, chaque bande est conditionnée sous emballage individuel pour une hygiène optimale. Tailles disponibles : **5, 7, 10, 15 et 20 cm de large (3 m)**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bandages-extensibles-bandes-platrees/18767-bande-de-gaze-extensible-euromedis-polyester.html>


Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 7 cm x 3 m	SOC-730952	
Dimensions - 10 cm x 3 m	SOC-730953	
Dimensions - 20 cm x 3 m	SOC-730955	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com