

FICHE PRODUIT

Bande de gaze extensible

Référence : SOC-11653

Description du produit

Bande de gaze extensible Euromedis - coton et polyamide

Ces **bandes de gaze extensibles** sont conçues en **coton et polyamide**. Lavables, stérilisables et extensibles à 100%, elles sont indiquées pour maintenir en place et protéger les pansements et compresses, ainsi que pour le maintien léger d'un membre.

Souples et réutilisables

Souples, légères et très extensibles, elles s'adaptent à différentes zones du corps. Leur composition **coton-polyamide les rend lavables et stérilisables**, donc réutilisables, contrairement aux modèles à usage unique.

Tailles disponibles

Elles se déclinent en plusieurs largeurs sur une longueur de 4 m : **5, 7, 10, 15 et 20 cm (4 m)**, pour s'adapter à chaque zone à panser.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bandages-extensibles-bandes-platrees/18768-bande-de-gaze-extensible-euromedis-coton-polyamide.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 5 cm x 4 m	SOC-730921	
Dimensions - 7 cm x 4 m	SOC-730922	
Dimensions - 10 cm x 4 m	SOC-730923	
Dimensions - 15 cm x 4 m	SOC-730924	
Dimensions - 20 cm x 4 m	SOC-730925	

SOCIMED SARL


9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com