

FICHE PRODUIT

Filet de maintien pour pansements ou compresses

Référence : SOC-13576

Description du produit

Filet de maintien pour pansements safeLINE Band

Le **filet de maintien safeLINE** est un bandage tricoté conçu pour **maintenir efficacement les pansements, compresses et compresses primaires non adhésives**. Souple et pratique, il assure une fixation fiable lors des soins de plaies.

Maintien sécurisé et confortable

Grâce à sa **structure extensible**, ce filet maintient les pansements en place tout en offrant un confort optimal au patient. Il s'adapte facilement aux différentes zones du corps sans exercer de pression excessive.

Adapté à différentes zones

Ce dispositif peut être utilisé pour fixer les pansements sur les **membres, articulations ou le torse**. Il constitue une solution simple et efficace pour stabiliser les bandages après une blessure, une coupure ou un soin localisé.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.



Page produit

<https://www.socimed.com/bandages-extensibles-bandes-platrees/18770-filet-de-maintien-pansements-safeline-band-mercator.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - 10 cm x 4 m	SOC-117281	
Dimensions - 15 cm x 4 m	SOC-117282	

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com