

FICHE PRODUIT

Filet tubulaire TG-FIX - rouleau de 4m

Référence : SOC-8104

Description du produit

Filet tubulaire TG-FIX - rouleau de 4m

Le **filet TG-FIX** permet la fixation de pansements de tout type et de compresses. Ce filet tubulaire à **haute élasticité** assure un maintien sûr, même au niveau des plis et des parties du corps en mouvement.

Aéré et pratique

Filet à **larges mailles très perméable à l'air**. Pour inspecter la plaie et remplacer la compresse, il suffit généralement de soulever une partie du tube ou de le replier, sans tout retirer. Longueur étirée : 4 mètres.

Tailles disponibles

Cinq tailles couvrent toutes les zones : **A (doigt)**, **B (petites extrémités : plusieurs doigts, main, pied)**, **C (grandes extrémités : petite tête, bras, jambe, bandage ombilical)**, **D (grande tête, petit tronc)** et **E (grand tronc, hanche, aisselle)**. Conditionnement : rouleau en boîte distributrice unitaire.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bandages-extensibles-bandes-platrees/18778-filet-tubulaire-tg-fix-rouleau-4m.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - Taille A - doigt	SOC-070511	
Dimensions - Taille B - plusieurs doigts. main. pied	SOC-070512	
Dimensions - Taille C - petite tête. bras. jambe	SOC-070513	
Dimensions - Taille D - grande tête. petit tronc	SOC-070514	
Dimensions - Taille E - grand tronc. hanche. aisselle	SOC-070515	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com