

FICHE PRODUIT



Filet tubulaire PIC (4 formats disponibles)

Référence : SOC-10889

Description du produit

Filet tubulaire PIC - maintien adaptable des pansements

Le **filet tubulaire PIC** est conçu pour **maintenir efficacement un pansement** en place, quelle que soit la zone du corps à traiter, y compris les zones difficiles ou étendues.

Souple et confortable

Grâce à sa **structure à mailles larges et à sa matière souple**, il s'adapte comme un gant sur les bras, jambes, tête, torse ou toute autre partie du corps. Il assure une **fixation uniforme du pansement sans compression excessive**, garantissant un grand confort au patient même en cas de mouvements fréquents.

Pratique et tailles

Facile à découper, simple à poser et économique, chaque bande filet mesure **3 mètres de long**. Quatre formats disponibles : **doigt, poignet-cheville, bras-pied et genou-jambe**, pour une adaptation parfaite à chaque morphologie.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bandages-extensibles-bandes-platrees/18779-filet-tubulaire-pic-4-formats-disponibles.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - Doigt	SOC-181281	
Dimensions - Poignet/cheville	SOC-181282	
Dimensions - Bras/pied	SOC-181283	
Dimensions - Genou/jambe	SOC-181285	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com