

FICHE PRODUIT

Filet tubulaire TG-FIX - rouleau de 25m

Référence : SOC-8105

Description du produit

Filet tubulaire TG-FIX - rouleau de 25m

Le **TG-FIX** est un filet tubulaire à mailles larges très élastique qui permet de **fixer facilement tout type de pansements ou de compresse sans utiliser de sparadrap**. Sa flexibilité assure un maintien sûr, même au niveau des plis et des parties du corps en mouvement.

Pratique et aéré

Pour inspecter la plaie et remplacer la compresse, il suffit généralement de soulever une partie du tube ou de le replier. Avec ses **mailles larges, il laisse respirer la peau**. Facile à mettre en place, il est bien adapté à une utilisation à domicile.

Tailles et conditionnement

Longueur étirée : 25 mètres. Cinq tailles : **A (doigt), B (petites extrémités), C (grandes extrémités), D (grande tête, petit tronc) et E (grand tronc, hanche, aisselle)**.

Conditionnement : rouleau en boîte distributrice unitaire.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/bandages-extensibles-bandes-platrees/18780-filet-tubulaire-tg-fix-rouleau-de-25m.html>

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
Dimensions - Taille A - doigt	SOC-070521	
Dimensions - Taille B - plusieurs doigts. main. pied	SOC-070522	
Dimensions - Taille C - petite tête. bras. jambe	SOC-070523	
Dimensions - Taille D - grande tête. petit tronc	SOC-070524	
Dimensions - Taille E - grand tronc. hanche. aisselle	SOC-070525	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com